

Squiggles seat

Le système d'assise Squiggles pour enfants de 1 à 5 ans répond aux besoins posturaux et émotionnels des jeunes enfants et de leur famille à tout moment de la journée, à la maison, à l'école et même à l'extérieur.



Poignée de poussée

11

6 Appui-tête galbé

5 Support d'épaules réglable

Remboufrage du dossier réglable en hauteur et en angle

3

1 Ceinture pelvienne en 4 points

4

Cales-troncs rigides ou escamotables

17 Remboufrage supplémentaire pour les genoux

2

Supports pelviens réglables pour la ceinture

18

Housses amovibles, lavables en machine à 40°.

9

Angle du dossier réglable en inclinaison

8

Sandales à sangles réglables

7

Palette monobloc réglable

10

Châssis Hi-Low avec réglage en hauteur et en inclinaison

Configuration non standard

- 1 La **ceinture pelvienne à 4 points, rembourrée et réglable**, assure la stabilité du bassin, ce qui permet d'adopter une posture confortable et sûre.
- 2 Les **supports pelviens** peuvent être ajustés en largeur pour améliorer le soutien postural.
- 3 Le **dossier** peut être réglé en hauteur et en inclinaison.
- 4 Les **cales-troncs** fournissent un soutien latéral pour favoriser une posture médiane.
- 5 Le **support d'épaules** réglable favorise un bon positionnement et aide à équilibrer la tête et le tronc par rapport au bassin. Il optimise la fonctionnalité des membres supérieurs et permet de s'adapter à la croissance en la taille (75 mm) de l'enfant.
- 6 **Appuis-tête** au choix.
- 7 La palette monobloc du **repose-pied** est réglable en hauteur et en angle pour assurer une base d'appui répartis. De plus, il peut être rabattu pour faciliter les transferts.
- 8 Les **sandales** en option favorisent une bonne position du pied.
- 9 Le mécanisme ergonomique **d'inclinaison du dossier** garantit que les appuis au niveau du tronc et de la tête sont toujours maintenus dans une position adaptée pour suivre les différents angles d'inclinaison.
- 10 Le **châssis Hi-Low** peut être réglé en hauteur pour atteindre le sol ou la table, ce qui permet à l'enfant de participer à des activités collectives ou individuelles. De plus, il est équipé d'un système d'inclinaison (30°) qui facilite les différentes postures. Tous les réglages peuvent être effectués en toute sécurité, même lorsque l'enfant est assis dans le fauteuil.
- 11 La **poignée de poussée** permet de le manœuvrer facilement à la maison ou à l'école.
- 12 Le coussin lombo-sacré offre un **coussinet** pouvant être façonné avec les coussins lombo-sacrés pour favoriser la position du bassin souhaitée afin de faciliter l'extension thoracique et la fonction des membres inférieurs.
- 13 Biseau crural en option sous le fémur à l'avant. Ce phénomène permet de mieux répartir les appuis et empêche l'enfant de glisser vers l'avant (attitude de rétroversion du bassin).
- 14 Le **support sternal antérieur** s'attache sur les cales-troncs latéraux pour plus de soutien et de sécurité.
- 15 Le **harnais thoracique Butterfly** augmente le soutien latéral et/ou frontal.
- 16 La **tablette** dispose d'un support pour de nombreuses activités. Une barre d'activité peut être ajoutée en option.
- 17 Les **coussins latéraux de genoux** de 30 mm maximum apportent un confort additionnel et empêchent les postures d'abduction chez les enfants à faible tonus.
- 18 Nettoyage facile grâce aux **housses amovibles**, lavables en machine à 40 °. 3 couleurs.

Squiggles



12 Coussin lombaire pour le renfort de la colonne vertébrale



13 Biseau crural



14 Support sternal antérieur



15 Harnais Butterfly



16 Tablette



17 Capitonnage pour cales latérales de genoux (jusqu'à 30 mm)

Stabilisation du bassin

Le coussinet lombo-sacré offre un rembourrage du Squiggles pour une adaptation optimale à la colonne vertébrale de l'enfant, ce qui améliore encore la stabilité pelvienne.

Les cales biseautées (déclive) maintiennent l'alignement du bassin et des cuisses, empêchant le glissement antérieur, notamment en cas de tonus faible ou de schémas d'extension.



Le bassin est maintenu dans une position neutre grâce à la ceinture pelvienne à 4 points.



Soutien du tronc et de la tête

Le support d'épaules favorise la protection des épaules, positionnant les membres supérieurs sur la ligne médiane pour une fonction optimale.

Dans les cas où un soutien supplémentaire du tronc est nécessaire, vous pouvez choisir d'ajouter le support sternal antérieur ou, si un soutien plus important est nécessaire, le harnais thoracique.

Le siège Squiggles est disponible avec un appui-tête galbé ou plat.



Positionnement des membres inférieurs

L'option de plot d'abduction sur le siège Squiggles permet des postures d'abduction pour les petits, tout en préservant le positionnement des hanches.

Des pieds non soutenus peuvent contribuer à l'instabilité du bassin et donc à l'instabilité du tronc, des membres supérieurs et de la tête.

La palette monobloc unique Squiggles est pliable et réglable en hauteur et en angle pour un soutien optimal.

Les sandales supplémentaires permettent le positionnement des pieds en rotation et dans les postures asymétriques.



Caractéristiques et dimensions

Âge approximatif	De 1 à 5 ans
Taille de l'utilisateur	750 à 1100 mm
Poids max. de l'utilisateur	22 kg
Profondeur d'assise	190 à 290 mm
Largeur d'assise	160 à 260 mm
Hauteur du dossier	320 à 380 mm
Hauteur du dossier avec support d'épaules	420 à 480 mm
Largeur sous-axillaire (distance entre les cales-troncs)	160 à 220 mm
Longueur du segment jambier	120 à 270 mm
Hauteur de la table	115 à 170 mm
Hauteur sol-siège avec châssis Hi-Low	270 à 650 mm
Inclinaison du dossier	De -10° à 25°
Inclinaison d'assise	De -10° à 30°
Angle du repose-pieds	De -10° à 10°
Poids du siège	6 kg
Poids du châssis Hi-Low	9 kg

Couleurs



Vert



Bleu



Rose

Accessoires

Pour plus de photos et une liste complète des accessoires disponibles pour **SQUIGGLES Seat**, veuillez vous référer à la fiche de mesure www.SunriseMedical.fr



Châssis Hi Low avec poignée de poussée



Guide pelvien (réduction de la largeur d'assise)



Ceinture pelvienne en 4 points



Réducteurs de ceinture pelvienne