

**Titre du produit : Coussin anti-escarres avec butée pelvienne ALOVA**

**WINCARE**

F r a n c e

**Résumé**

- Coussin de prévention des escarres ischiatiques et sacro-coccygienne avec butée pelvienne pour améliorer la stabilité.
- Meilleure adaptation à la morphologie de l'utilisateur et à son environnement matériel.
- Nombreuses largeurs d'assises disponibles.
- Galbé avec butée pelvienne



**Liste des prix**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensions : 38 x 41 x 6 cm | 79,90 € |
| Dimensions : 40 x 41 x 6 cm | 79,90 € |
| Dimensions : 43 x 41 x 6 cm | 79,90 € |
| Dimensions : 43 x 43 x 6 cm | 79,90 € |
| Dimensions : 45 x 44 x 6 cm | 79,90 € |
| Dimensions : 50 x 44 x 6 cm | 79,90 € |
| Dimensions : 43 x 47 x 6 cm | 79,90 € |

### **Caractéristiques**

assurance : 2187|Assurance Zen

Remboursement sécurité sociale : Oui

Fabriqué en France : Oui

Poids max. supporté : 30 à 120 kg

Garantie : 3 ans

Largeur assise : 38 à 50 cm

Profondeur assise : 41 à 47 cm

Pour le bassin et l'assise : Oui

Epaisseur : 6 cm

MÉMOIRE DE FORME : Oui

RISQUE ESCARRE : Moyen / Elevé

Coussin assise : Oui

Poignée : Oui

Avec assise : Oui

largeur assise comprise entre : 32 et 56 cm

Modèle : Coussin en mousse

Remboursement sécu montant : 92

remboursement sécu code LPP : 1223297

Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Fauteuils roulant

Catégorie Transporteur Orkyn : Orkyn - Accessoires pour fauteuil roulant

Catégories GAds : MO Accessoires Fauteuil Roulant

Catégories GAds : CH Coussin de positionnement

### **Description**

## **Caractéristiques techniques du coussin anti-escarres ALOVA Galbé avec butée pelvienne :**

### **Bénéfices :**

Prévention des escarres ischiatique et sacro-coccygienne. Meilleure adaptation à la morphologie de l'utilisateur et à son environnement matériel (ex : personnes âgées, personnes handicapées moteurs).

### **Indications :**

Aide à la prévention des personnes présentant un risque d'escarre "moyen à élevé" avec trouble de la stabilité : avec butée pelvienne.

La butée pelvienne n'est pas amovible: elle ne peut pas être retirée du coussin principal.

### **Contre-indications :**

Asymétrie d'appui sur avis médical (orientation vers coussins à cellules pneumatiques individuellement déformables type Kineris bi-compartment).

### **Efficacité :**

Décharge au niveau du coccyx.

Inclinaison de l'assise pour réduire les risques de chute.

Épaisseur en fond de galbe supérieure à 6 cm pour renforcer la prévention des escarres ischiatiques.

Amélioration du confort par une légère abduction des hanches et rotation externe.

### **Ergonomie :**

Aide à la reconnaissance de la dimension du produit par un marquage positif.

Un montage et usage sans erreur par un marquage arrière.

Sangle de préhension du coussin sur la partie inférieure.

Moins exposé aux déchirures.

Hygiène respectée.

Matériau anti-dérapant partie inférieure.

### **DIMENSIONS :**

Plusieurs largeurs d'assise au choix.

La profondeur d'assise, l'épaisseur du coussin et le poids maximum supporté dépendent de la largeur d'assise que vous choisissez (cf tableau ci-dessous).

---

La hauteur des coussins est au moins supérieure à 6 cm en fond de galbe.

| Largeur d'assise | Profondeur d'assise | Epaisseur | Poids max supporté |
|------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 38 cm            | 41 cm               | 6 cm      | 30-90 kg           |
| 40 cm            | 41 cm               | 6 cm      | 30-90 kg           |
| 43 cm            | 41 cm               | 6 cm      | 30-100 kg          |
| 43 cm            | 43 cm               | 6 cm      | 30-100 kg          |
| 45 cm            | 44 cm               | 6 cm      | 30-120 kg          |
| 50 cm            | 44 cm               | 6 cm      | 30-135 kg          |
| 43 cm            | 47 cm               | 6 cm      | 30-120 kg          |

#### **GARANTIE :**

Garantie du coussin : 3 ans.

[Les solutions anti-escarres de Winnicare.](#)

[Voir tous les coussins de positionnement.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à apaiser les douleurs.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à éviter les escarres.](#)