



Titre du produit : Lit médicalisé rotatif et releveur ORBIT




Résumé

- Système de **rotation latérale électrique** à gauche ou à droite (au choix) pour faciliter les transferts.
- Relèves buste, jambes et pieds électriques.
- Hauteur variable électrique.
- **Matelas, barrières et draps housses compris.**







REPRISE DU LIT ORBIT

VOTRE LIT ORBIT NE VOUS EST PLUS UTILE ?
NOUS LE REPRENONS* !

JUSQU'À 3000 € DE REPRISE SELON L'ANCIENNETÉ :

- 1 À 6 MOIS : 3000€
- 7 À 12 MOIS : 2000€
- 13 À 24 MOIS : 1500€
- 25 À 36 MOIS : 1000€

ENLÈVEMENT OFFERT

*TOUS ERGO se réserve le droit de refuser la reprise du lit, si le lit présente notamment des éléments de rouilles ne permettant pas la remise en bon état d'usage du produit.

Liste des prix

Longueur : 200 cm
Longueur : 210 cm
Longueur : 220 cm

10 990,00 €
10 990,00 €
10 990,00 €

Caractéristiques

videos : YOgp_oILGzc
Fabriqué en Europe : Oui
Largeur : 90 cm
Poids max. supporté : 200 kg
Garantie : 3 ans
Largeur hors tout : 100 cm
Taille de l'utilisateur : de minimum 140 à 200 cm max
Alzheimer : Non
Avec roulettes : Oui
Nombre de roues : 4
Hauteur réglable : Oui
Bariatrique : Oui
Proclive/déclive : Non
Forfait : 7307|Forfait installation lit médicalisé Obligatoire
Catégories GAd : CH Lit médicalisé

Hauteur minimale : 28 cm
Hauteur maximale : 80 cm
Relève jambe électrique : Oui
Relève pieds électrique : Oui
Rotation électrique : Oui
Visio : Oui

Description



TESTER CE PRODUIT EN MAGASIN PROCHE DE CHEZ VOUS
Tous ergo dispose d'un réseau de magasins partenaires dans toute la France.



Découvrez le lit médicalisé rotatif et releveur ORBIT


Le lit médicalisé ORBIT vous offre **confort, sécurité et accessibilité** grâce à ses multiples fonctions et avancées techniques.

Un lit médicalisé pour changer facilement de position

- Le lit ORBIT bénéficie d'une **hauteur réglable électrique**, allant de 28 cm à 80 cm sous le sommier. La position haute permet de faciliter le travail des soignants tandis que la position basse aide au transfert et limite le risque de chute.
- Grâce à la télécommande, vous pouvez **régler chaque partie de votre lit**.
- Le **relève buste et le relève jambes** sont électriques.
- Vous bénéficiez également d'un **relève pieds électrique** et indépendant du relève jambes.
- Passez en **position assise** avec un bouton sur la télécommande de votre lit et grâce à la **rotation de 60°**, la sortie du lit est facilitée.
- La rotation peut être configurée à droite ou à gauche selon le choix fait lors de l'installation du lit médicalisé. Une deuxième pression sur le bouton permettra de **lever légèrement l'assise** pour faciliter davantage la levée ou le **transfert** dans un fauteuil roulant.
- Il est aussi possible de paramétrer l'angle d'inclinaison du dossier ainsi que du relève jambes pour la rotation. Ainsi la présence d'un aidant n'est plus obligatoire pour les petits gestes du quotidien et l'utilisateur retrouve son autonomie.

La personnalisation de votre lit médicalisé rotatif ORBIT

- Configurable selon vos besoins, le lit ORBIT s'adapte à tous les physiques. En effet, son sommier peut être réglé à **différentes longueurs** : 200 cm (220 cm hors tout), 210 cm (230 cm hors tout), 220 cm (240 cm hors tout). Notre prestataire se chargera de régler la longueur de votre lit lors de l'installation. Le matelas fourni conviendra évidemment à la longueur préalablement choisi du lit.
- Le lit supporte un **poids maximal de 200 kg** sans le matelas et est ainsi accessible aux personnes de forte corpulence.
- Les **barrières** permettent à l'utilisateur de s'appuyer et de se stabiliser dans les changements de position et offrent une sécurité nocturne.
- **Matelas, draps et barrières sont compris** et fournis avec votre lit ORBIT. Le matelas anti-escarres est en deux parties : une partie pour le corps et une partie pour les pieds afin de correspondre à la fonction relève pieds électrique. Il s'agit d'un **matelas anti escarres classe 2**.
- **Freins centralisés**, 4 roulettes.
- Si vous souhaitez ajouter une **table de lit adaptée**, à poser sur les barrière du lit ORBIT, nous vous conseillons [cette table de lit](#).



La dimension du matelas:

Pour le matelas 200 cm: 160 cm + 36 cm

Pour le matelas 210 cm : 170 cm + 36 cm

Pour le matelas 220 cm : 180 cm + 36 cm

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA LIVRAISON

Les lits étant livrés au pas de la porte par le transporteur, un forfait installation sera automatiquement commandé dans votre panier en cas de commande du lit. Le lit sera ainsi monté et installé dans votre domicile par notre prestataire.

Pour information, le lit se démonte en 6 parties et le poids maximal d'une partie est de 25kg. Donc l'accès à la pièce de votre choix est facilité.

ATTENTION : Etant donné le montant du produit, nous n'accepterons pas les règlements par chèque bancaire. Pour toutes informations, n'hésitez pas à contacter le service client au 03 20 81 93 89.

OFFRE DE REPRISE

Conscients que ce lit ORBIT puisse ne plus vous être utile après un certains temps d'utilisation, Tous Ergo vous propose une reprise après achat du lit par nos services, suivant le barème* suivant:

-
-
-
-

N'hésitez pas à vous rapprocher de notre service client pour toute question (03 20 81 93 89).