

CEINTURE "SLIM" Y & PELVIENNE

POUR FAUTEUILS (espace nécessaire entre l'assise & le dossier)



Empêcher le Glissement du Bassin vers l'Avant & Maintenir le Buste Droit

Les hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Périmètre maximum utile : \pm 230 cm
- Hauteur de la ceinture & largeur partie pelvienne : \pm 11 cm
- Largeur sangle : \pm 48 mm
- Boucle : 50 mm



Matériaux textiles conformes à la législation
REACH
sur les substances indésirables



Maintien en Gériatrie & Handicap

Compositions, Références & Tailles (en cm)



Composition

Jersey coton polyester doublé de mousse polyuréthane
Jersey 100% polyester
Biais 100% coton
Sangles 100% polyester
Boucles nylon

Epaulières à mousse thermocompressée

"SLIM" Y & Pelvienne Tour de Taille

| | |
|----------|-----------|
| CSYP-80 | 60 / 80 |
| CSYP-95 | 75 / 95 |
| CSYP-110 | 90 / 110 |
| CSYP-130 | 110 / 130 |



Composition

Jersey enduit de polyuréthane doublé de mousse polyuréthane
Biais 100% polyester
Sangles 100% polyester
Boucles nylon

Epaulières à mousse thermocompressée

"SLIM" Y & Pelvienne Tour de Taille

| | |
|-------------|-----------|
| CSYP-HP-80 | 60 / 80 |
| CSYP-HP-95 | 75 / 95 |
| CSYP-HP-110 | 90 / 110 |
| CSYP-HP-130 | 110 / 130 |